

Při nákupu testovacích proužků v lékárně či zdravotnických potřebách **si zkontrolujte datum spotřeby.**


- ✓ Jako první spotřebujte vždy proužky s nejkratší dobou použitelnosti
- ✓ Rozvrhněte si měření glykemie, abyste spotřebovali předepsaný počet testovacích proužků před vypršením doby spotřeby – šetříte tak své peníze a zároveň dbáte na své zdraví
- ✓ **Prošlé testovací proužky nelze reklamovat**



Pravidelné
měření
glykemie
šetří zdraví
i peníze


Testovací proužky obsahují enzymy, tedy biologický materiál, a proto je doba jejich použití vymezena.

Doba expirace proužků se uvádí na balení i na ochranné fólii (viz obrázky).



Balení proužků

datum
spotřeby



Ochranná fólie s proužkem.

datum
spotřeby

Přesnost a spolehlivost měření glykemie je zaručena pouze při použití testovacích proužků do data spotřeby.

Přístroje Optium Xceed v případě překročení doby použitelnosti testovacích proužků měření neumožní.